

NÁVOD – CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ

1. Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili chodítko, které Vám pomůže pohybovými obtížemi v každodenním životě. Tento návod k obsluze poskytuje návod na správné používání a bezpečnost. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Poznámka:

Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny obraťte na prodejce.

2. Určené použití

Toto chodítko je vhodné pro osoby s problémy s pohybem. Může být použito jako pomocný prostředek k usnadnění pohybu. Každopádně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky či rameny, a to i u lidí s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít uvnitř i venku. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde kola dosáhnou země. Nesmí být používán na hrbolatém povrchu ani na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přenášení lidí nebo věcí.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Prodejce odmítá veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněné změny na rámu výrobku.

3. Varování

- NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat toto zařízení, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození;
- Chodítko by mělo být používáno pouze pacienty s vhodnou motorickou kapacitou, která zajistí jejich bezpečné použití;
- Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití;
- Lékař nebo terapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné aktivaci brzdy a obecné sestavy;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

- Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí kabelu;
- Přerušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
- Chodítko lze používat pouze na tvrdém a rovném povrchu. Nepoužívejte pro vystupování po schodech;
- Udržujte rovnováhu vždy na obou rukojetích;
- Věnujte zvláštní pozornost vlhkému, ledovému nebo zasněženému povrchu;
- Nepřetěžujte zařízení;
- Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedadlo je pro uživatele s aktivovanou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání kdykoli v kontaktu s podlahou, aby se zajistilo

správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;

- Před použitím sedadla musí být brzda zapnutá.

Poznámka:

Pokud je chodítko používáno ve stabilní poloze, musí být ruční brzda zablokována.

- Chodítko může poskytnout pomoc osobě s hmotností do 136 kg, VČETNĚ nákladového vaku;
- Vak má omezení hmotnosti 5 kg.
- Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;
- Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky bez jakýchkoliv pohybů;
- Na rám nic nevěšete, aby nedošlo k deformaci trubek a poškození stability.
- Při otevírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů a / nebo oděvu.

4. Před použitím

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

1. Všechny části zařízení jsou bezpečně zajištěny;
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy.

5. Pokyny před montáží

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte prodejce.

6. Montáž

Otevřete chodítko vytažením přední části rámu pomocí páky na nohách.

Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný otvor je potřebný pro uložení hlavy šroubu.

Při skládání chodítka nastavte páku na postranních tyčích a přejděte zpět na přední stranu chodítka.

Vyjměte táč, koš, tašku, vytáhněte páčku vyztuženou dovnitř a sklopte chodítko.

Nastavení rukojetí - nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko převrhne, zvláště pokud na něj silněji zatlačíte.

Táč (pokud je součástí) slouží pouze k odkládání malých předmětů.

VAROVÁNÍ!

Nepokládejte horké, ostré nebo těžké předměty na táb.

Chcete-li připevnit táb k rámu, vložte nosič, který se nachází na zadní straně tábu, do odpovídajících otvorů na sedadle.

Nákupní košík (pokud je součástí) je zavěšen dvěma háky na rámu chodítka.

VAROVÁNÍ!

Používejte koš pouze pro drobné předměty. Nepřepřlňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení.

Taška (pokud je součástí) je upevněna k rámu chodítka přes svorky.

VAROVÁNÍ!

Maximální kapacita tašky je 5 kg. Používejte tašku pouze pro malé předměty. Nepřepřlňujte tašku, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení.

Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte posunutím pouze na jednu stranu.

Brzdy - chcete-li zabrzdít vozík, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se chodítka zpomalí nebo zastaví. Chcete-li pokračovat v posunování chodítka, uvolněte rukojeti brzdy.

Uzamčení kola - Stiskněte brzdovou páčku dolů dlaní, když uslyšíte, že jsou kolečka "kliknutím" zablokována.

VAROVÁNÍ!

Pokud je uživatel v klidu, brzdy musí být zablokovány.

Odemknutí koleček - vytáhněte obě brzdové páky, dokud nejsou odemčené.

7. Jak používat

- Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma rukama na rukojeti;
- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché před použitím chodítka, abyste zabránili nebezpečí uklouznutí;
- Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícím dopředu a ne dolů;
- Nedržte chodítka příliš daleko od těla, což může způsobit nebezpečné pády a přetížení;
- Nepoužívejte chodítka k překonání překážek vyšších než 20 mm;
- Při použití venku dávejte přednost chodníkům, které jsou řádně připraveny podle předpisů pro odstranění architektonických bariér.

8. Péče a údržba

Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

9. Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

10. Péče o kolečka

1. Očistěte kolečka teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
2. Pravidelně kolečka mažte.