

# ARIA - ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

## Návod k použití



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Produkt Mobilex je zdravotnický prostředek, který je určen k použití pouze jako systém povrchové úpravy vzduchu pro lidské tělo. Je vhodný pro prevenci a léčbu dekubitů. Byl speciálně navržen pro prevenci proleženin a dekubitů a nabízí cenově dostupné řešení pro 24hodinovou péči o tlakovou oblast. Maximální zatížení může být 130 kg. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

## KONTRAINDIKACE

Podmínky pro pacienty, u kterých je kontraindikováno použití terapie snižující tlak na alternativní systém, jsou následující: cervikální nebo skeletální trakce a nestabilní poranění míchy.

## BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

### Všeobecné

- Ujistěte se, že tento návod je čten všemi osobami používajícími přístroj. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a / nebo zranění způsobená tím, že uživatelská příručka nebyla dodržena.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu.
- Pokud jsou zjištěny závady nebo chyby, musíte neprodleně kontaktovat prodejce.
- Postupujte podle informací na štítku produktu.
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu.
- Neprovádějte konstruktivní změny na zařízení, pokud k těmto změnám nemáte písemný souhlas výrobce.

Přístroj smí být používán pouze na lůžkách vybavených běžnými matracemi.

Je zakázáno vkládat antidekubitní matraci přímo na rám postele.

Přístroj je určen pouze pro použití v interiéru.

Fyzioterapeut by měl vždy pomáhat při prvním nastavení přístroje pro optimální podporu a správnou funkčnost.

## ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Aby se předešlo nehodám a snížilo se riziko popálenin, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob při používání elektrických výrobků, zejména pokud jsou přítomny děti, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento výrobek vždy ihned po použití odpojte.
- Nepoužívejte při koupání nebo v blízkosti vodních zdrojů.
- Nepokládejte ani neskladujte výrobek tam, kde by mohl spadnout nebo vniknout do vany nebo dřezu. Nepokládejte do vody nebo jiných kapalin.
- Nesahejte na produkt, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zařízení není určeno k samohybnému sezení.
- Je-li tento výrobek používán dětmi, pro ně nebo v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled.
- Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nikdy nepracujte s výrobkem, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud spadl nebo byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte výrobek do servisního střediska a proveďte prohlídku a opravu.
- Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory výrobku ani jej neumísťujte na měkký povrch, jako je postel nebo gauč, kde mohou být vzduchové otvory zablokovány. Vzduchové otvory udržujte volné, bez chlupů a podobně.
- Nikdy do žádného otvoru ani hadice nevkládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) produkty.
- Připojte tento výrobek pouze do řádně uzemněné zásuvky. Viz Pokyny pro uzemnění níže.

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Před připojením se ujistěte, že je tento výrobek bezpečně připojen k vodiči prostřednictvím dvou vodičového napájecího kabelu.

## POPIS PRODUKTU

Přístroj se dodává se všemi nezbytnými funkcemi pro účinnou prevenci dekubitů. Skládá se z několika různých prvků. Pro montáž nejsou potřeba žádné nástroje. Přístroje jsou dodávány v kartonových krabicích, oddělené v několika prvcích pro snadnější přepravu. Obsahem je:

- 1 Čerpadlo
- 1 Matrace s nafukovacími trubicemi
- 1 Návod k použití



## POPIS SESTAVY

Při pohledu na obrázek nahoře by mělo být zařízení instalováno zcela instinktivně. Doporučujeme postupovat podle následujících kroků:

- V první řadě vezměte všechny prvky z krabice a zkontrolujte, zda ze seznamu něco nechybí.
- Pokud v této fázi zjistíte, že některé součásti chybí nebo jsou poškozené, nepokračujte v montáži. Kontaktujte ihned svého dodavatele.
- Matraci položte na pěnový podklad nebo jinou běžnou matraci. Nepokládejte ji přímo na rám postele. Podrobnosti naleznete v části Specifikace.
- Nafukovací trubice by měly být směrem k patce tak, aby mohly být připojeny k nafukovacím tryskám čerpadla.
- Zakryjte je bavlněným povlakem (prostěradlem), abyste zabránili přímému kontaktu s pokožkou a snížili tření.
- Zavěste čerpadlo přes rám nebo desku na nožní konec lůžka pomocí skládacích závěsů. Zkontrolujte, zda je čerpadlo zajištěno.
- Konce nafukovacích trubek připojte k tryskám podložky matrace a k nafukovacím tryskám čerpadla. Ujistěte se, že jsou trubky správně připojeny a že jsou pevně upevněny na tryskách.
- Ujistěte se, že nafukovací trubice nejsou zalomeny nebo zastrčeny pod podložku.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda je napětí kompatibilní.
- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky s napájecím zdrojem. V případě poškození vyměňte nebo opravte.
- Ujistěte se, že je tento výrobek dobře uzemněn.
- Ujistěte se, že je čerpadlo odpojeno odpojením napájecího kabelu, pokud se nepoužívá.

## POPIS FUNKCE

- Zapněte napájení stisknutím vypínače na pravé straně čerpadla. Rozsvítí se indikátor spínače napájení. Čerpadlo začne pumpovat vzduch do podložky.
- Chcete-li ušetřit čas při prvním nafouknutí, otočte knoflíkem tlaku na plnou polohu Firm / Hard. To vyžaduje přibližně 10 minut, aby se bublinová podložka plně nafoukla.
- Když je podložka na matraci plně nahuštěná, otočte knoflíkem pro nastavení tlaku a nastavte pohodlnou úroveň tlaku z měkké na pevnou podle hmotnosti a pohodlí pacienta.
- Doporučuje se, aby se knoflík pro nastavení tlaku otočil do polohy Firm (Pevný), když je bublinová podložka poprvé nafouknuta. Uživatelé pak mohou snadno nastavit úroveň tlaku na bublinkové podložce na požadovanou pevnost sami nebo podle doporučení zdravotnického pracovníka.
- Pokud je tlak trvale nízký, zkontrolujte případné netěsnosti v nafukovacích trubkách. Poškozené trubky vyměňte u místního prodejce.
- Cyklus vypouštění / nafukování probíhá automaticky při zapnutí čerpadla.

## ČIŠTĚNÍ

Je důležité dodržovat tyto postupy pro čištění a dezinfekci čerpadla a bublinkové matrace před použitím systému u pacientů. Čištění je nutné provádět minimálně jednou týdně, aby byla zachována osobní hygiena.

### Čerpadlo

- Čerpadlo neponořujte ani nenamáčejte.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k vnějšímu poškození a přesuňte čerpadlo do čistícího prostoru.
- Čerpadlo umístěte na pracovní plochu a stříkejte nebo otřete vnější část pouzdra kvartérním roztokem amoniaku.
- NIKDY nestříkejte žádný čistící roztok přímo na povrch čerpadla.
- NEPOUŽÍVEJTE čistící roztok na bázi hydrokarbonátu nebo fenolu, protože by to mohlo způsobit poškození obalu. Roztok se nechá inkubovat po dobu 10 minut nebo podle toho, jak je uvedeno v použitém čistícím produktu.
- Stříkací hadřík s čistícím roztokem a čistou čelní deskou. NEDOVOLTE přebytečný čistící roztok na čelním panelu nebo ovládacím panelu (pokud se roztok dostane dovnitř, dojde k poškození).
- Po čištění nechte povrch důkladně vyschnout.
- Po důkladném vyčištění a usušení čerpadla pokračujte v zaplnění čerpadla a zkontrolujte, zda běží normálně.

### Bublinová matrace

- Jakékoli zjevné krevní skvrny by měly být důkladně navlhčeny roztokem 1: 9 hypochloritu
- (1 díl bělidla na 9 dílů vody) a nechte sušit nejméně 10 minut. Poté použijte čistý vlhký hadřík.
- Před nanesením jakékoli kapaliny naneste kartáč nebo otřete všechny povrchy mýdlem a vodou.
- Nechte ho důkladně vyschnout. Jakmile je vnitřek suchý, otočte jej zpět: otřete vnější část sáčku dezinfekčním prostředkem.
- Po vyčištění vysušte bublinkovou podložku na slunném místě.

## ÚDRŽBA

- Napájecí šňůru a zástrčku, zda nejsou opotřebené nebo opotřebované.
- Zapojte čerpadlo a zkontrolujte průtok vzduchu z portu pro připojení hadice.
- Proud vzduchu by se měl střídavě měnit mezi jednotlivými porty v každém poločase cyklu.
- Pro skladování položte bublinkovou matraci, opatrně ji přeložte nebo stočte.
- Odpojte čerpadlo a uložte jej s příslušným identifikačním štítkem. Přístroj skladujte na suchém místě s mrazem.

## LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek se nesmí likvidovat s domovním odpadem, ale musí být dopraven do místního recyklačního střediska. Při likvidaci čerpadla dodržujte národní požadavky. Mělo by být dodáno na skladovací stanici pro opakované použití nebo recyklaci.

## NEJBĚŽNĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problémy	Řešení
Kompresor nefunguje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky.</li><li>2. Znovu zapněte hlavní vypínač.</li><li>3. Pokud indikátor napájení svítí a čerpadlo stále nefunguje, obraťte se okamžitě na místního prodejce.</li><li>4. Pokud indikátor napájení nesvítí, může být vadná zásuvka. Pokuste se připojit napájecí kabel do jiné zásuvky. Pokud indikátor napájení stále svítí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, který provede kontrolu hlavního napájení.</li></ol>
Neúplné nafouknutí (nízký tlak)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pro rychlou kontrolu nastavte tlak na Firm.</li><li>2. Zkontrolujte, zda nejsou nafukovací hadičky připojené k čerpadlu zkroucené nebo odpojené, nebo zda nedošlo k úniku. Trubice udržujte vždy rovné. V případě netěsnosti je vyměňte.</li></ol>

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Mobilex Sp. z o. o. nabízí 2 roky záruky na škody způsobené chybami ve výrobě nebo vadami materiálu. Záruka se nevztahuje na neplánované opravy nebo použití výrobku. Na díly podléhající normálnímu opotřebení se nevztahuje záruka, pokud není opotřebení způsobeno výrobní chybou. Pokud dojde ke změnám produktu bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na produkt nebudou platné. V případě poškození výrobku, na které se vztahuje tato záruka, informujte svého prodejce nebo Mobilex Sp. z o.o. přímo. Záruka se nevztahuje na náklady na přepravu a nezahrnuje náhradu za osobní zranění nebo nepoužití výrobku během opravy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením návodu k použití.)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadlo P05		Specifikace		
Rozměry		27,5 x 10 x 10 cm		
Hmotnost		1.1 kg		
Rozsah tlaků		20 ~ 130 mm Hg		
Doba cyklu		6 min		

  

Matrace	Popis	Rozměry	Materiál	Min./max. nosnost
B01	Bublinová podložka	200×90×6 cm	PVC 0.3 mm	0 kg /130 kg

  

Systém		Specifikace		
Vstupní napětí		230V 50Hz, < 10W, 1A		
Pojistka		250V, F1AL		
Výstup vzduchu		6-7 L/min		
Požadavky na prostředí		Teplota: 0°C to 40°C Vlhkost: 30%-75% nekondenzující		

## PRODEJCE:

### AKTIV Zdravotnické potřeby, s. r. o.

sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha

sklad (výdejní místo): Paměťce 17, 397 01 Drhovle u Písku

IČ: 01495330

DIČ: CZ01495330

+420 608 100 717

+420 380 427 000

info@aktivpisek.cz

www.aktivpisek.cz