

AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY S.R.O.

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA NA VANU PLUS
S MADLEM

Sedačka na vanu PLUS je navržena pro bezpečné mytí / sprchování při sezení ve vaně. Mohou ji používat osoby, které jsou schopny používat horní končetiny, s pomocí pečovatele.

Před prvním použitím: Vyjměte obsah z krabice. Před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě všech dílů.

Pokud dojde k poškození při přepravě - NEPOUŽÍVEJTE. Další pokyny získáte u prodejce / přepravce.

Sestava

- Rukojeť je na desce připevněna dvěma plastovými šrouby (například pomocí mince). Při instalaci vany na vaně musí být držadlo umístěno naproti vstupu.
- Nasadte nohy tak, že je vložíte do dlouhých otvorů shora, zepředu do stran a poté utáhněte upínací kolíky (= nohy) ve směru hodinových ručiček. Seřídte nohy tak, aby se dobře upevnily.
- Koupelnová deska se nesmí tlačit tam a zpět. Desku upevněte odšroubováním upínacích šroubů na obou koncích vany.
- Ujistěte se, že je vana pevně usazena!

Použití

Před každým použitím zkontrolujte těsnost sedačky. Pokud lze desku znovu dotáhnout. Posadte se opatrně doprostřed desky, jednou rukou držte držadlo, zvedněte nohy a přendejte do vany. Sedte prosím vzpřímeně doprostřed sedadla, jinak hrozí nebezpečí naklopení a sklouznutí!

Čištění / dezinfekce

- Při čištění nepoužívejte žádné ostré, drsné předměty ani čisticí prostředky.
- Všechny části se nejlépe čistí navlhčeným hadříkem s jemnými domácími čisticími prostředky.
- Sedačku lze dezinfikovat komerčním dezinfekčním prostředkem neobsahujícím chlor.

Musí být dodrženy směrnice MPG (směrnice o lékařských zařízeních). Čištění by mělo být prováděno v souladu s pokyny Institutu Roberta Kocha (RKI) pro hygienu a prevenci infekcí.

!Bezpečnostní pokyny!

- Sedačku musí používat osoby, které mohou svou rovnováhu ovládat samy za sebe!
- Při sezení, vstávání a otáčení je třeba pomáhat pečovateli
- Dodržujte maximální polohu použití (150 kg).
- Pravidelně kontrolujte, zda je vana nepoškozená a zavázaná, jinak ji již nepoužívejte!
- Před každým použitím je třeba zkontrolovat těsné uložení sedadla!
- Sedačku musí používat pouze jedna osoba!
- Buďte opatrní při používání šamponů a sprchových přípravků, kluzké nebezpečí! Nepoužívejte mastné výrobky!
- Sedačka není vhodná pro dlouhodobé sezení!
- Upevňovací šrouby je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby je vyměnit.

Údržba

Vzhledem k tomu, že produkt nevyžaduje údržbu, stačí pravidelně kontrolovat viditelná poškození.

Záruka

Podle zákonných nároků na záruku. Ze záruky jsou vyloučeny přirozené opotřebení, úmysl, nedbalost nebo nesprávné zacházení nebo vady, které mají vliv na hodnotu nebo použitelnost nástroje pouze zanedbatelně. Vyhrazuje si právo na změny a technické zlepšení.

Upozornění

Změny na sedačce do vany nebo opravy musí provádět vyškolený personál a musí být používány originální náhradní díly.

Technické údaje

- rozměry: 70 x 35 cm
- materiál: polypropylen (PP)
- výška: 4 cm
- Výška s rukojetí: cca 18 cm
- barva: bílá
- délka: cca 70 cm
- seřízení utahovacích šroubů: 38 - 61 cm
- max. nosnost: 150 kg
- šířka: cca 28/35 cm
- hmotnost: 2,55 kg
- průměrná životnost: cca 10 let
- barva madla: žlutá, oranžová, červená, modrá, bílá



AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.

Sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha

Sklad a výdejna: Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku

+420 608 100 717, 380 427 000, 777 601 953

info@aktivpisek.cz

www.aktivpisek.cz