

NÁVOD K POUŽITÍ
DUAL 2-FUNKČNÍ ČTYŘBODOVÉ CHODÍTKO
VCBP0031
Vydání MG 08.2021

USER'S MANUAL
DUAL 2-FUNCTION WALKER
VCBP0031
Edition MG 08.2021

 **MEYRA®**
Usnadníme lidem pohyb

VITEA®
CARE
CE



2FSS



2FSD

Obsah

1. Úvod / Introduction.....	3
2. Popis výrobku / Description of product	3
3. Využití / Use.....	4
4. Kontraindikace / Contraindications.....	4
5. Použití / Usage.....	4
6. Bezpečnostní pokyny / Safety of use	6
7. Každodenní používání a údržba / Everyday use and maintenance	7
8. Technické údaje / Technical parameters	10
9. Symboly / Symbols.....	10
10. Kontaktní údaje / Contact details.....	11

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE
USING WHOLE OF INSTRUCTIONS

1. Úvod / Introduction

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Jsme hluboce přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Prosím, přečtěte si tento dokument před prvním použitím. Tento návod poskytuje potřebné informace pro bezpečné používání chodítka. Správné uplatňování doporučení významně přispěje k prodloužení životnosti a estetiky výrobku. Chceme zdůraznit, že se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich výrobků, což může mít za následek drobné změny, které nejsou zahrnuty v návodu.

Thank you for choosing our product. We are deeply convinced that it will meet your expectations. Please read this document before first use. This manual is passed in order to provide the necessary information for the safe use of the device. The correct application of the recommendations will contribute significantly to extend the durability and aesthetics of the product. We want to emphasize that constantly we are trying to improve the quality of our products, which may result in minor changes that are not included in the manual.

2. Popis výrobku / Description of product



Obrázek 1 / Illustration 1.

1. Rukojeť
2. Hliníkový nosný rám
3. Čep pro aktivaci / blokaci
krokovací funkce
4. Výztuha rámu
5. Teleskopická regulace výšky
6. Tlačítko skládání
7. Otvor pro čep pro aktivaci / blokaci
krokovací funkce
8. Přední výztuha rámu
9. Noha s protiskluzovou krytkou

1. Handle
2. The aluminum support frame
3. Lock pin
4. The reinforcing frame
5. The telescopic height adjustment
6. Submission button of a walker
7. Hole for pin
8. The reinforcing frame
9. Legs finished with non-slip rubber
protection.

3. Využití / Use

Chodítka je určené pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s poruchami pohybového ústrojí. Chodítka je ideální pro rehabilitaci a fyzioterapii (vertikalizaci, úlevu dolním končetinám).

Walking aid designed for disabled people for those with locomotor disorders. Ideal for rehabilitation process and physiotherapy (verticalisation, lower limb relief).

4. Kontraindikace / Contraindications

Neschopnost držení vzpřímené pozice, úrazy a dysfunkce horních končetin bránící pacientovi podírat se.

Contraindications to the upright position, injuries and dysfunctions of upper limbs preventing the patient from supporting themselves.

5. Použití / Usage

- Pomůcka je dodávána v rozloženém stavu.
- Po vyjmutí z obalu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části podle výše uvedeného popisu.
- Ujistěte se, že jednotlivé díly nemají žádné viditelné poškození. V případě pochybností se obraťte na výrobce.

- The product is packed in folded position.
- After unpacking the package, check if it contains all parts in accordance with the list of elements set out above.
- Ensure that all components have no visible damage. If any doubts, please contact the manufacturer.



Obrázek 2/ Illustration 2.



Obrázek 3 / Illustration 3.

- Pro rozložení chodítka vykleňte boční části rámu maximálně do stran, dokud nedojde k zacvaknutí západkového systému (Obrázek č. 3).
- In order to unfold the walker, should leaning its sides maximally outside till the moment of latching the blockade. (Illustration 3.)

- Pro snadné skladování a transport může být chodítko složeno.
- Pro složení chodítka vyjměte čepy pro aktivaci / blokaci krokovací funkce z nosného rámu chodítka a umístěte je do přední výztuhy rámu.
- Následně stiskněte aretaci skládání (plastový pojistný klobouček) umístěnou na rámu a složte obě boční části rámu.
- Uvolněte aretaci skládání. Chodítko by mělo být složeno do pozice vyobrazené na obrázku 2.
- Chodítko lze přemístit uchopením za boční části rámu.

- For easy storage and transport, the walker can be folded.
- To do that, should put lock pin moving function in the reinforcing frame.
- Than push the submission button placed on the frame and fold side frames.
- Release submission button. Walker should be folded to position shown on the Illustration 2.
- Walker can be moved, holding by side frames.



6. Bezpečnostní pokyny / Safety of use

UPOZORNĚNÍ! / WARNING!

- Před prvním použitím chodítka prostudujte návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
- Nepoužívejte chodítko na nebezpečném povrchu jako je led, mokro, mastnota či velmi hrbolatý povrch – hrozí riziko pádu.
- Chodítko může být používáno na rovném povrchu se sklonem menším než 5 %.
- Před každým použitím pomůcky:
 - Proveďte vizuální kontrolu všech konstrukčních prvků pomůcky,
 - důkladně zkontrolujte stabilitu a stav nosného rámu.
- Nepoužívejte chodítko v případě jakýchkoliv viditelných nebo hmatatelných poškození (např. praskliny rámu). Může dojít k úrazu.
- Maximální hmotnost uživatele: 110 kg.
- Chodítko je určené jako opora. Nikdy na něj nestoupejte.
- Nenechávejte pomůcku v blízkosti otevřených zdrojů ohně.
- Upozorňujeme, že povrchová teplota dílů rámu může být zvýšena po vystavení na slunci nebo jinému zdroji tepla a hrozí tak nebezpečí popálenin.
Upozorňujeme, že výrazné ochlazení kovových částí chodítka může naopak způsobit omrzliny.

- Before using the walker, refer to this manual and keep it for future reference.
- Use of the product on the icy, wet, greasy, strongly gritty surfaces is unacceptable - it creates a risk of falling.
- The walker should be used on even surfaces at an incline less than 5%.
- Before each use of this product:
 - Perform visual inspection of all structural components of the product,
 - Carefully check the stability and condition of the support frame.
- Do not use the walker in the case of any visible or perceptible damage (e.g. cracks in the frame). It may cause an accident.
- The walker is designed for users with a maximum weight of 110 kg.
- The walker is design to support one person, climbing and standing on the walker is strictly forbidden.
- Do not leave the walker close to open sources of fire.
- Be aware that the surface temperature of the elements may be increased after exposure to the sun or other heat source.

Furthermore, with low temperatures there is a danger of overcooling metal parts of walker. It may cause burns or frostbite parts of the body.

- j) Všechny opravy smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Během záruční doby mohou opravy provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci prodejce.
- k) Nepřekračujte maximální výšku chodítka.
- l) Tlačte chodítka oběma rukama současně ve směru chůze.
- m) Ujistěte se, zda aretace sloužící ke skládání a rozkládání chodítka pracuje správně.
- n) Výrobce nedoporučuje provádět jakékoliv úpravy chodítka, zejména přidání dodatečných koleček, jelikož chodítka není vybaveno brzdami. Nepovolené úpravy mohou způsobit pád a vážná zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tyto úpravy.
- o) Dbejte maximální bezpečnosti v místech záhybů. Hrozí nebezpečí skřípnutí prstů.

- j) All the repairs need to be performed by skilled personnel.
- k) Do not exceed the maximum height.
- l) Keep walker with both hands simultaneously, in the direction of movement.
- m) Make sure that the lock used to folding and unfolding the walker is working properly.
- n) Manufacturer does not recommend making any walker modifications on their own, especially by assembling additional wheels because product is not equipped with brakes. It might cause a fall or serious injuries. The manufacturer will not take responsibility for such actions.
- o) There is a risk of jamming fingers in the area for receipt of a walking frame.

7. Každodenní péče / Everyday use and maintenance

NASTAVENÍ VÝŠKY

- Před použitím by měla být upravena výška chodítka pomocí teleskopického nastavení délky nohou.
- Nastavení provedete stisknutím tlačítka na každé noze a v závislosti na svých potřebách nožku zasunete nebo vysunete (Obrázek 6).
- Délka všech nohou chodítka musí být stejná (boční části rámu musí být rovnoběžné se zemí).
- Nastavte výšku chodítka tak, aby rukojeti byly ve výšce, která vám bude poskytovat pocit pohodlí a bezpečí.

HEIGHT ADJUSTMENT

- Before using a walker, should adjusted to the user's height by telescopically adjustable feet length.
- To do this, press the height adjustment pin of the legs and depending on the needs reducing the height of the legs or extend the leg (Illustration 6).
- It is important to the length of all legs was the same (handles must be parallel to the ground).
- The handle should be at the height that will provide comfort and a sense of security for the user.



Obrázek 6 / Illustration 6

Tlačítko pro nastavení
výšky nohy / height
adjustment pin of the legs

KROKOVACÍ FUNKCE

- Krokovací funkce se aktivuje, když umístíte čepy pro aktivaci / blokaci krokovací funkce do výztuhy předního rámu (Obrázek 4).
- Při používání stůjte blízko chodítka a rukojeti držte oběma rukama.
- Pro chůzi namísto klasického nadzvednutí chodítka střídavě posunujte jeho boční části. Následně udělejte jeden až dva kroky vpřed (dle vzdálenosti posunu chodítka).

PEVNÉ PROVEDENÍ CHODÍTKA

- Pro blokaci krokovací funkce (používání chodítka v pevném provedení) vyjměte čep pro aktivaci / blokaci krokovací funkce z přední výztuhy rámu a umístěte čepy do otvorů v rámu (Obrázek 5).
- Chůzi s chodítkem v pevném provedení provádějte zvednutím chodítka a jeho posunutím vpřed.
- Pro aktivaci krokovací funkce či pro složení chodítka vraťte čepy do přední výztuhy rámu.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte rám chodítka vlhkým hadříkem.
- Odstraňujte všechny nečistoty z pohyblivých částí chodítka (teleskopický mechanismus, šrouby).
- Pro zachování funkčních vlastností chodítka je velmi důležité, aby všechny součástky byly čisté a řádně skladované.
- Skladování chodítka ve vlhkých prostorách (koupelna, sauna, prádelna) nebo venku v kombinaci s nedostatečnou údržbou může vést k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností.
- Nevystavujte chodítko extrémním podmínkám počasí (déšť, sníh, ostré slunce) některé části mohou změnit barvu.

MOVING FUNCTION

- The moving function is enabled when the pins lock are located in the reinforcing frame (Illustration 4).
- Please stand nearby walker, holding the handle with both hands.
- In order to use the device, interchangeably lift up the walker's lateral parts and move them forward and then put feet.

CONSTANT FUNCTION

- In order to get walker constant function should remove the lock pin moving function from reinforcing frame and put it in lock position walk function and walker folding (Illustration 5).
- In order to use the walker constant function, lift it up, move forward and approach it.
- In order to get the moving function or fold the walker, put lock pin in the reinforcing frame.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the walker frame with a damp cloth.
- Remove contaminants on a regular basis
- In order to maintain the walker's parameters, it is very important to keep all elements clean and stored properly.
- Storing the walker in damp places (baths, laundry rooms, etc.) or outdoors, combined with lack of hygiene will quickly degrade the performance and aesthetic.
- Do not expose the walker on to extreme weather conditions (rain, snow very strong sun), because certain parts can change color.

Zakázáno použít:

- rozpouštědla,
- WC čističe,
- ostré kartáče a tvrdé předměty,
- čističe s obsahem chlóru,
- žíravé čističe.

Nepoužívejte k čištění tlakové a parní čističe!

You must not use:

- solvents,
- toilet detergents,
- sharp brushes and hard objects,
- detergents that contain chlorine,
- corrosive detergents,

Do not clean the rollator with pressure or steam aggregates!

TECHNICKÝ PŘEHLED

- Kontrola by měla být prováděna pravidelně a tomu by mělo přecházet důkladné vyčištění chodítka (tak, aby se odhalilo případné skryté poškození).

TECHNICAL REVIEW

- The review should be carried out regularly, it should be preceded by thorough cleaning the rollator (so as to reveal any hidden damage).

Četnost	Předmět kontroly	Komentář
Před prvním použitím	Zkontrolujte technický stav a všechny díly v balení.	Zkontrolujte, zda nějaký díl není viditelně poničený.
Každé dva týdny	Upevňovací šrouby a matice a jejich správné utažení.	Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou dotaženy.
Každé dva měsíce	Čištění a základní údržba.	V případě mechanického poškození ihned kontaktujte prodejce.

Frequency	Object of control	Comments
Before first installation	Checking the technical condition and all the elements within the packaging.	Check if any elements have any visible mechanical damage.
Every two weeks	Screw, nut and rivets control regarding their correct fixing.	Make sure if all the screws, top and rivets are fixed tightly.
Every two months	Cleanliness and general condition.	In case of mechanical damage contact the producer immediately.

Oprava

- V případě potřeby opravy kontaktujte prodejce.

Klientský servis

- V případě jakýchkoli dotazů či potřeby pomoci kontaktujte prodejce.

Repair

- In case of repair, please contact the distributor.






Customer service

- If you have any questions or need help, contact the distributor.

8. Technické parametry / Technical parameters

Maximální hmotnost uživatele	110 kg 	Permitted user weight
Životnost	5 let od data nákupu / 5 years since purchase date	Usage period
Varianta	2FSS	2F
Výška chodítka	795-970 mm	820-990 mm
Výška madel	-	810-980 mm
Šířka chodítka	530 mm	560 mm
Délka chodítka	460 mm	470 mm
Hmotnost chodítka	2,5 kg	2,5 kg
Počet stupňů nastavení	8	The scope of control levels
Výška jednoho stupně	 25 mm	Stroke adjustment
Maximální bezpečný sklon		Maximum safe slope
Popis prostředí, ve kterém je možné produkt používat		Description of the environment in which the product will be used
Rozsah teplot pro skladování a používání	Od +5°C do +40°C	Temperature of storage and use
Rozsah vlhkosti pro skladování a používání	Od -30% do 70%	The humidity for the storage and use
Materiál	Hliník, polyuretan, guma / aluminium, polyurethane, rubber	Materials
	Uvedeno na produktu / printed on the product	

9. Symboly / Symbols

			
Potvrzení shody s normami EU	Chraňte před vlhkostí!	Confirmation of compliance with EU standards	Protect from humidity
			
Výrobce	Chraňte před slunečním zářením!	Manufacturer	Protect from sunlight!
			
Datum výroby	Maximální hmotnost uživatele	Date of production	Permitted user weight

			
Čtěte pozorně návod k použití!	Možnost použití v interiéru i exteriéru	Read the user's manual	Use inside and outside buildings
			
Upozornění	Produkt je možné převážet autem	Warning	The product is intended to transport by car
			
Katalogové číslo	Produkt je možné převážet letadlem	Catalog number	The product is intended to the transport by plane
			
Sériové číslo	Možnost skřípnutí prstů	Serial number	The possibility of fingers jamming.

10. Kontakt / Contact details

VÝROBCE / PRODUCER

 mdh sp. z o.o.
ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Polska
www.mdh.pl

DISTRIBUCE A SERVIS / DISTRIBUTION AND SERVIS

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz