

692

Skládací rampy

Díky rampám se převážení skútru nebo invalidního vozíku v autě stává snadným. Tyto skládací rampy zajišťují bezpečné umístění těžkých skútrů a vozíků do auta.



Včetně úložných tašek.
Jedno balení obsahuje dvě rampy.



Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

Tvoříme nové možnosti.

Technické údaje 692

1800	920	370	290	50	9 kg za kus	150 kg za kus

Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg.

01 Rukojeti pro snadnější přepravu ramp

02 Protiskluzový povrch pro lepší trakci vozíku nebo skútru

Maximální zatížení
150 kg na rampu

03

Použití ramp

1. Rozevřete rampu.
2. Umístěte rampu protiskluzovou vrstvou na potřebné místo.
3. Ujistěte se, že jsou rampy stabilní.
4. Vyvezte prázdný skútr nebo invalidní vozík nahoru po rampách.

04 Vybaveno protiskluzovou vrstvou vespod pro stabilnější usazení ramp



VERMEIREN s.r.o.

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Česká Republika

www.vermeiren.cz - info@vermeiren.cz

Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.



VERMEIREN

Tvoříme nové možnosti.



Technické změny vyhrazeny.